


TC-Nadelhalter
TC Needle Holders

08




B&S-Nadelhalter sind durch die verschiedenen Einlageplättchen auf die jeweiligen Modelle und deren Verwendung abgestimmt.

Due to the different types of inserts, B&S needle holders differ according to the model and purpose for which they are intended.




STANDARD - 0.5 mm
für Nahtmaterial
bis Stärke 4/0

STANDARD - 0.5 mm
for suturing material
to 4/0




FEIN - 0.4 mm
für Nahtmaterial
4/0 bis 6/0

FINE - 0.4 mm
for suturing material
4/0 to 6/0




MIKRO - 0.2 mm
für Nahtmaterial
6/0 bis 10/0

MICRO - 0.2 mm
for suturing material
6/0 to 10/0



GLATT
für extrem feines
Nahtmaterial


SMOOTH
for extremely fine
suturing material



TC-Nadelhalter
TC Needle Holders




Hegar



20 cm
08-000-20



24 cm
08-000-24



Mayo-Hegar



14 cm
08-002-14



16 cm
08-002-16



18 cm
08-002-18



20 cm
08-002-20




24 cm
08-002-14



26 cm
08-002-26







30 cm
08-002-30








De Bakay

- 
 15 cm
08-004-15
- 
 18 cm
08-004-18
- 
 20 cm
08-004-20
- 
 23 cm
08-004-23




- 
 26 cm
08-004-26
- 
 31 cm
08-004-31
- 
 37 cm
08-004-37


- 
 18 cm
08-010-18





**De Bakay
sehr fein
very delicate**

- 
 20 cm
08-010-20



- 
 23 cm
08-010-23



**De Bakay
grazil
fine**

- 
 16,5 cm
08-006-16
- 
 21 cm
08-006-21




- 
 16,5 cm
08-008-16
- 
 21 cm
08-008-21




TC-Nadelhalter
TC Needle Holders




Crile-Wood





Baby-Crile-Wood
15 cm 08-014-15



Senning



Sarot







Kilner
13 cm **08-031-13**




Derf
Derf-Converse




Nadelhalter mit Durchdrücktaste
with automatic release ratchet







Heaney




Stratte




Bozemann


TC-Nadelhalter
TC Needle Holders



Masson
27 cm 08-042-27



Wangensteen
27 cm 08-044-27




Finocchietto
27 cm 08-045-27



Olsen-Hegar



12,5 cm
08-046-12



14 cm
08-048-14



16,5 cm
08-048-16




18 cm
08-048-18



Gillies



11 cm
08-049-11



16 cm
08-049-16



15 cm
08-051-15




16 cm
08-051-16




TC-Nadelhalter
TC Needle Holders





Mathieu




Mathieu
kräftiges Modell
heavy model



Mathieu
schlank
slim





Lichtenberg
20 cm 08-056-20




Hösel
26 cm 08-058-26



20 cm
08-057-20





26 cm
08-057-26




Nadelhalter mit langem Hals
Needle Holder with long neck



TC-Nadelhalter
TC Needle Holders



Zweifel




Toennis
18 cm **08-070-18**




Langenbeck





Langenbeck



Hegar-Vascular



Hegar-Vascular
fein
fine







Hegar-Vascular
fein
fine











Micro-Vascular

- 
14 cm
08-106-14
- 
18 cm
08-106-18
- 
20 cm
08-106-20
- 
23 cm
08-106-23









Ryder-Vascular

- 
13 cm
08-110-13
 - 
15 cm
08-110-15
 - 
18 cm
08-110-18
-
- 
20 cm
08-110-20
 - 
23 cm
08-110-23
 - 
26 cm
08-110-26





Ryder-Mikro

- 
13 cm
08-112-13
- 
15 cm
08-112-15
- 
18 cm
08-112-18
- 
20 cm
08-112-20
- 
23 cm
08-112-23
- 
26 cm
08-112-26







Dietrich-Vascular



Mathieu-Ryder



Langenbeck-Ryder
20 cm 08-130-20




TC-Nadelhalter
TC Needle Holders



14 cm
08-610-14



14 cm
08-611-14



14 cm
08-612-14



18 cm
08-612-18



22 cm
08-612-22



14 cm
08-613-14



18 cm
08-613-18



22 cm
08-613-22



Castroviejo



14 cm **08-672-14**
18 cm **08-672-18**

mit Sperre
with catch




14 cm **08-673-14**
18 cm **08-673-18**

mit Sperre
with catch

14 cm **08-674-14**
18 cm **08-674-18**

14 cm **08-675-14**
18 cm **08-675-18**



Barraquer



12 cm
08-680-12



14 cm
08-680-14



14 cm
08-681-14



Castroviejo